


Anti-Asmtl Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - O95671

商品番号: CM0030186



前書き

ヒトASMTL (ASTML/ASMTLX/ASMTLY) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IP、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。ヌクレオチド代謝酵素dTTP/UTPピロホスファターゼ/メチルトランスフェラーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASMTL Rabbit pAb
備考/別名	ASTML; ASMTLX; ASMTLY; ASMTL
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8623
遺伝子ID	8623
免疫原	ヒトASMTL (NP_004183.2) のアミノ酸1-290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95671
タンパク質分子量	69kDa
配送	氷袋