

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Asna1ウサギポリクローナル抗体 - O43681

商品番号: CM0029443



前書き

ヒトASNA1

(GET3/TRC40)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAにて検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。テールアンカー型タンパク質の輸送や小胞体経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASNA1 ウサギpAb
備考/別名	ARSA1; ASNA1; CMD2H; TRC40; ARSA-I; ASNA-I
種	ヒト
GeneID (ヒト)	439
GeneID	439
免疫原	ヒトASNA1 (NP_004308.2)のアミノ酸1-348に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43681
タンパク質分子量	39kDa
発送	氷袋