


## Wb、Elisa用抗Asnsウサギモノクローナル抗体 - P08243

商品番号: CM0002823



## 前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗ASNSウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。アスパラギン生合成と細胞周期制御に必要なグルタミン依存性リガーゼであるアスパラギンシンセターゼ（P08243）を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                         |
|-----------|-------------------------------------------|
| 製品名       | ASNS ウサギmAb                               |
| 別名        | TS11; ASNSD; ASNS                         |
| 対象種       | ヒト                                        |
| 遺伝子ID（ヒト） | 440                                       |
| 遺伝子ID     | 440                                       |
| 免疫原       | ヒトASNS（P08243）のアミノ酸450～550番の配列に対応する合成ペプチド |
| 起源        | ウサギ                                       |
| カテゴリー     | モノクローナル抗体                                 |
| 適用        | WB、ELISA                                  |
| 交差反応性     | マウス、ラット                                   |
| SWISS     | P08243                                    |
| タンパク質分子量  | 64kDa                                     |
| 発送        | 保冷剤                                       |