


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Asnsウサギポリクローナル抗体 - P08243

商品番号: CM0026251



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質抗ASNSウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。アスパラギン生合成および細胞周期制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ASNS Rabbit pAb
略称/別名	TS11; ASNSD; ASNS
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	440
遺伝子ID	440
免疫原	ヒトASNS (NP_001664.3) のアミノ酸212～561に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08243
タンパク質分子量	64kDa
輸送方法	保冷剤