

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Asnsウサギポリクローナル抗体 - P08243

商品番号: CM0016742



前書き

CamelBioは、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-

P、ELISA用に検証済みの抗ASNSウサギポリクローナル抗体を提供します。アスパラギン合成酵素（P08243）を標的とし、アスパラギン生合成と細胞周期制御に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASNS ウサギ pAb
備考/別名	TS11, ASNSD, ASNS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	440
GeneID	440
免疫原	ヒトASNS（NP_001664.3）のアミノ酸262-561に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08243
タンパク質分子量	64kDa
発送	保冷バッグ