

## Wb、If/Icc、Elisa用 抗Aspaラビットポリクローナル抗体 - P45381

商品番号: CM0026158



## 前書き

アスパルトアシラーゼ（ASPA）に対するラビットポリクローナル抗体（WB、IF/ICC、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットと反応します。N-アセチルアスパラギン酸代謝、白質維持、およびカナバン病の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | ASPA Rabbit pAb                                      |
| 備考/別名       | ASP; ACY2; ASPA                                      |
| 種           | ヒト                                                   |
| GeneID (ヒト) | 443                                                  |
| GeneID      | 443                                                  |
| 免疫原         | ヒトASPA（NP_001121557.1）のアミノ酸1-313に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ラビット                                                 |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                            |
| アプリケーション    | WB, IF/ICC, ELISA                                    |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS       | P45381                                               |
| タンパク質分子量    | 36kDa                                                |
| 配送          | 氷袋                                                   |