


If/Icc、Elisa用抗Asphポリクローナル抗体 - Q12797

商品番号: CM0030970



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、アスパラギン酸β-ヒドロキシラーゼとしても知られるヒトASPHを認識します。免疫蛍光法（IF/ICC）および酵素結合免疫吸着測定法（ELISA）に適しており、カルシウムシグナル伝達や翻訳後修飾の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASPH ウサギ pAb
備考/別名	AAH; BAH; HAAH; JCTN; FDLAB; junctin; CASQ2BP1; ASPH
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	444
遺伝子ID	444
免疫原	組換えタンパク質 ヒトASPH (NP_001158227.1) のアミノ酸81～270番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q12797
タンパク質分子量	86kDa
発送方法	氷袋