


Anti-Aspscr1 (Tug) ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip用） - Q9Bze9

商品番号: CM0031001



前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光、免疫沈降、ELISA用にASPSCR1

(TUG)を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。GLUT4トラフィッキングおよびインスリンシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TUG/ASPSCR1 ウサギ pAb
備考/別名	TUG; ASPL; ASPS; RCC17; UBXD9; UBXN9; ASPSCR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79058
GeneID	79058
免疫原	ヒトTUG/ASPSCR1 (NP_076988.1)のアミノ酸284-553に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BZE9
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ