


## Wb、If-P、Elisa用 抗Ass1 ウサギモノクローナル抗体 - P00966

商品番号: CM0010943



## 前書き

高品質な抗ASS1ウサギモノクローナル抗体で、WB、IF-P、ELISA用途に対応しています。ヒト、マウス、ラットのASS1と交差反応し、尿素回路およびアルギニン代謝の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                    |
|------------|------------------------------------------------------|
| 製品名        | ASS1 ウサギmAb                                          |
| 備考／別名      | ASS; CTLN1; ASS1                                     |
| 種          | ヒト                                                   |
| 遺伝子ID (ヒト) | 445                                                  |
| 遺伝子ID      | 445                                                  |
| 免疫原        | 合成ペプチド   ヒトASS1 (P00966) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド |
| 起源         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                            |
| 用途         | WB, IF-P, ELISA                                      |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS      | P00966                                               |
| タンパク質分子量   | 47 kDa                                               |
| 発送方法       | 保冷剤                                                  |