

Anti-Asun/Ints13 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nvm9

商品番号: CM0007394



前書き

Anti-

ASUN/INTS13（インテグレーター複合体サブユニット13）ウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。転写終結および細胞周期制御に参与するインテグレーター複合体の重要な構成要素であるヒトASUN/INTS13を認識します。診断および研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASUN/INTS13 ウサギ mAb
備考/別名	ASUN; GCT1; NET48; Mat89Bb; SPATA30; C12orf11; ASUN/INTS13
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55726
GeneID	55726
免疫原	ヒトASUN/INTS13のアミノ酸200-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_060634.2)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NVM9
タンパク質分子量	80kDa
配送	アイスバッグ