


非対称ジメチル-ヒストンH3-R17ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431) Wb, If/Icc, Elisa用

商品番号: CM0000282



前書き

アルギニン17（H3R17me2a）における非対称ジメチル-

ヒストンH3を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み；ヒト、マウス、ラットに反応；広範な交差反応性が予測されます。エピジェネティック調節に不可欠なコアヌクレオソーム構成因子。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	非対称ジメチル-ヒストンH3-R17ウサギpAb
備考/別名	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FJ; H3C10; H3C11; HIST1H3J; 非対称ジメチル-ヒストンH3-R17
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3（NP_003520.1）のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲が予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
配送	氷袋