


Wb、Elisa用抗At1R/Agtr1モノクローナル抗体 - P30556

商品番号: CM0010071



前書き

ヒトAT1R/AGTR1を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。血圧調節とウイルス侵入に関わるGPCRであるアンジオテンシンII1型受容体を検出します。循環器および感染症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AT1R/AGTR1 ウサギmAb
別名	AT1; AG2S; AT1B; AT1R; ATR1; AT1AR; AT1BR; AT2R1; HAT1R; AGTR1B; AT1R/AGTR1
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	185
GeneID	185
免疫原	ヒトAT1R/AGTR1 (P30556) のアミノ酸1~100番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P30556
タンパク質分子量	41kDa
輸送方法	保冷剤