


Anti-At1R/Agtr1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P30556

商品番号: CM0017152



前書き

ヒトAT1R/AGTR1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。血圧の重要な調節因子であるアンジオテンシンII type-1受容体を認識します。分子量は約41 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AT1R/AGTR1 Rabbit pAb
備考/別名	AT1; AG2S; AT1B; AT1R; ATR1; AT1AR; AT1BR; AT2R1; HAT1R; AGTR1B; AT1R/AGTR1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	185
遺伝子ID	185
免疫原	ヒトAT1R/AGTR1 (NP_114438.2) のアミノ酸294-388に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30556
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋