

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Atad3A ポリクローナル抗体 - Q9Nvi7

商品番号: CM0029582

前書き

ヒトATAD3Aを標的とするウサギポリクローナル抗体。
。WB、IHC-P、ELISAアプリケーションに適しています。ミトコンドリアネットワーク組織や代謝を含むミトコンドリア生物学研究で検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。がんおよび神経変性疾患研究に最適です。
。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATAD3A ウサギ pAb
備考/別名	ATAD3A; HAYOS; ATPase family; ATAD3A/B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55210
遺伝子ID	55210
免疫原	組換えタンパク質 ヒトATAD3A（NP_001164006.1）のアミノ酸1-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NVI7
タンパク質分子量	71kDa
発送方法	保冷バッグ