

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Atad3A/Atad3B ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nvi7 / Q5T9A4

商品番号: CM0021642

前書き

ATAD3AおよびATAD3Bを標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ミトコンドリア研究および細胞代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATAD3A/ATAD3B ウサギ pAb
備考/別名	TOB3; AAA-TOB3; ATAD3A/ATAD3B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55210/83858
GeneID	55210/83858
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NVI7/Q5T9A4
タンパク質分子量	71/73kDa
発送	保冷バッグ