

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Atad3A/Bモノクローナル抗体 - Q9Nvi7 / Q5T9A4

商品番号: CM0006637

前書き

ATAD3A/Bを標的とするウサギモノクローナル抗体。
WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリアネットワークの構築と代謝に不可欠であり、肺腺癌で過剰発現しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATAD3A/B Rabbit mAb
備考/別名	ATAD3A; HAYOS; ATPase family; ATAD3A/B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55210/83858
GeneID	55210/83858
免疫原	ヒトATAD3A/Bのアミノ酸1-240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_060658.3)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NVI7/Q5T9A4
タンパク質分子量	57kDa/66kDa/71kDa
配送	アイスパック