

Anti-Atad3B ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q5T9A4

商品番号: CM0026639

前書き

ヒトATAD3Bを標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。幹細胞生物学とがん生物学に関与する73 kDaのミトコンドリア内膜タンパク質を検出するこの抗体は、ミトコンドリアネットワーク研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATAD3B ウサギpAb
別名	TOB3; AAA-TOB3; ATAD3B
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	83858
GeneID	83858
免疫原	ヒトATAD3B (NP_114127.3) のアミノ酸1-240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q5T9A4
タンパク質分子量	73kDa
輸送方法	氷袋