


Anti-Ataxin-3 (Atxn3) ウサギモノクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P54252

商品番号: CM0006632



前書き

Anti-Ataxin-3 (ATXN3)

ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。神経変性、タンパク質恒常性、脱ユビキチン化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ataxin-3 (ATXN3) Rabbit mAb
備考/別名	AT3; JOS; MJD; ATX3; MJD1; SCA3; Ataxin-3 (ATXN3)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4287
GeneID	4287
免疫原	ヒト Ataxin-3 (ATXN3) (NP_004984.2) のアミノ酸190-361に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P54252
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ