


Anti-Ataxin-3 (Atxn3) ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P54252

商品番号: CM0014644



前書き

ヒトAtaxin-

3を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/I
CC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのATXN3
と反応し、アミノ酸1-
361を標的とします。神経変性、オートファジー、お
よびタンパク質恒常性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ataxin-3 (ATXN3) Rabbit pAb
備考/別名	AT3; JOS; MJD; ATX3; MJD1; SCA3; Ataxin-3 (ATXN3)
種	ヒト
遺伝子ID	4287
免疫原	ヒト Ataxin-3 (ATXN3) (NP_004984.2) のアミノ酸1-361に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P54252
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋