

Anti-Atf2 ポリクローナル抗体 [Ko検証済] For Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

商品番号: CM0022025



前書き

KO検証済みのATF2 (CREB2, HB16)

ターゲットウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-

P、ELISAに適しています。転写調節、アポトーシス、DNA損傷応答経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] ATF2 Rabbit pAb
備考/別名	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; F2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1386
GeneID	1386
免疫原	ATF2 (NP_001871.2) のアミノ酸110-190に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15336
タンパク質分子量	55kDa
配送	氷袋