


抗Atf2ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa対応） - P15336

商品番号: CM0004051



前書き

ヒトATF2（CREB-2）を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、IP、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。転写制御やDNA損傷応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATF2 ウサギmAb
備考/別名	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; ATF2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1386
遺伝子ID	1386
免疫原	ヒトATF2（NP_001871.2）のアミノ酸1〜340番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15336
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷剤