

Anti-Atf2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P - P15336

商品番号: CM0015577



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用に検証された高品質なウサギポリクローナルATF2抗体。ヒト、マウス、ラットのATF2タンパク質（約55kDa）を検出します。転写調節およびDNA損傷応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATF2 Rabbit pAb
備考/別名	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; ATF2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1386
GeneID	1386
免疫原	組換えタンパク質 ヒトATF2 (NP_001871.2) のアミノ酸1-190に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15336
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスバッグ