

Wb用抗Atf3ウサギモノクローナル抗体 - P18847

商品番号: CM0012090

前書き

WB、IP、ChIP、ELISAで検証済みのATF3ウサギモノクローナル抗体です。ヒトATF3（遺伝子ID 467）を標的とし、マウスと交差反応します。組換え免疫原（アミノ酸1〜77）。転写およびストレス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] ATF3 ウサギmAb
備考/別名	ATF3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	467
遺伝子ID	467
免疫原	ヒトATF3（NP_001665.1）のアミノ酸1-77に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IP、ChIP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P18847
タンパク質分子量	12-21 kDa
発送方法	保冷剤