

ウエスタンブロット、Elisa用 Anti-Atf3 ウサギポリクローナル抗体 - P18847

商品番号: CM0019411

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのAnti-ATF3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのATF3に反応します。転写制御およびストレス応答研究に最適です。P18847。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATF3 ウサギ pAb
備考/別名	ATF3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	467
遺伝子ID	467
免疫原	ヒトATF3 (NP_001665.1) のアミノ酸1-181に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18847
タンパク質分子量	21 kDa
発送	保冷バッグ