

抗Atf3ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P18847

商品番号: CM0017091

前書き

ATF3に特異的なウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が承認されています。ストレス誘導性転写制御の研究に適しており、ヒトおよびマウスと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATF3 ウサギ pAb
備考・別名	ATF3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	467
免疫原	ヒトATF3（NP_001665.1）のアミノ酸1-181番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P18847
タンパク質分子量	21kDa
発送方法	保冷剤