

Wb、If/Icc、Elisa用抗Atf4ポリクローナル抗体 - P18848

商品番号: CM0014132



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質ウサギ由来 ATF4ポリクローナル抗体。統合的ストレス応答、小胞体ストレス、転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATF4 Rabbit pAb
備考／別名	CREB2; TXREB; CREB-2; TAXREB67; ATF4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	468
GeneID	468
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P18848
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷剤