

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Atf4ウサギPab - P18848

商品番号: CM0019521



前書き

ヒトATF4（CREB2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ATF4は細胞ストレス応答および代謝における重要な転写因子です。小胞体ストレス、酸化ストレス、骨発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATF4ウサギpAb
備考／別名	CREB2；TXREB；CREB-2；TAXREB67；ATF4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	468
GeneID	468
免疫原	組換えタンパク質（ヒトATF4の260～351アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001666.2））
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18848
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ