

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Atf5ラビットポリクローナル抗体 - Q9Y2D1

商品番号: CM0021088

前書き

ヒトATF5に対するラビットポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ウェスタンブロットにて約31kDaのバンドを検出。ヒト、マウス、ラットと反応します。転写制御および神経生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ATF5 Rabbit pAb
備考/別名	ATFX; HMFN0395; ATF5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22809
免疫原	ヒトATF5 (NP_036200.2) のアミノ酸101-282に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2D1
タンパク質分子量	31kDa
配送	氷袋