

ウエスタンブロット、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Atf6 ウサギポリクローナル抗体 - P18850

商品番号: CM0017834

前書き

ヒトATF6（ATF6A）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。折り畳み異常タンパク質応答および小胞体ストレス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATF6 Rabbit pAb
備考/別名	ACHM7; ATF6A; ATF6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22926
GeneID	22926
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18850
タンパク質分子量	75 kDa
発送	保冷バッグ