

Wb、Elisa用 抗Atf7 ウサギ ポリクローナル抗体 - P17544

商品番号: CM0026486

前書き

ヒトATF7を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ATF7は自然免疫、脂肪細胞分化、テロメア維持に与するストレス応答性クロマチン調節因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATF7 ウサギ pAb
備考/別名	ATFA; ATF7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11016
GeneID	11016
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P17544
タンパク質分子量	52kDa
発送	保冷バッグ