


Wb、Elisa用抗Atf7Ipウサギポリクローナル抗体 - Q6Vmq6

商品番号: CM0016944



前書き

ヒトATF7IPに対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスと交差反応します。転写調節、クロマチンリモデリング、がん研究の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATF7IP ウサギpAb
別名	AM; MCAF; p621; MCAF1; ATF-IP; ATF7IP1; ATF7IP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55729
免疫原	ヒトATF7IP (NP_060649.3) のアミノ酸525-725に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6VMQ6
タンパク質分子量	136kDa
輸送方法	保冷剤