

抗Atg10ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - Q9H0Y0

商品番号: CM0027322

前書き

オートファジーにおけるATG12-ATG5抱合を触媒するE2様酵素、ATG10を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWB、IHC-P、ELISAに適しています。免疫原：アミノ酸120-220内の合成ペプチド。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATG10 ウサギポリクローナル抗体 (pAb)
備考/別名	APG10; APG10L; pp12616; ATG10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	83734
GeneID	83734
免疫原	ヒトATG10のアミノ酸120-220内の配列に対応する合成ペプチド (NP_113670.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H0Y0
タンパク質重量	25kDa
配送	アイスパック