

Wb、If/Icc、Elisa用抗Atg12ポリクローナル抗体 - O94817

商品番号: CM0014212



前書き

ヒトATG12（オートファジー関連タンパク質12）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。オートファジーおよび宿主-ウイルス相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATG12 Rabbit pAb
備考/別名	APG12; FBR93; APG12L; HAPG12; ATG12
種	ヒト
GeneID	9140
免疫原	ヒトATG12（NP_004698.3）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94817
タンパク質分子量	15kDa
配送	保冷バッグ