


Anti-Atg12 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - O94817

商品番号: CM0002160



前書き

ヒトATG12 (APG12L)
を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタン
ブロットおよびELISA用。ヒトおよびマウスサンプル
との交差反応性があり、オートファジー研究において
検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATG12 Rabbit mAb
備考/別名	APG12; FBR93; APG12L; HAPG12; ATG12
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9140
遺伝子ID	9140
免疫原	合成ペプチド ヒトApg12 (O94817) のアミノ酸41-140領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	O94817
タンパク質分子量	15 kDa
配送	アイスパック