


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用抗Atg12ウサギモノクローナル抗体 - O94817

商品番号: CM0007028



前書き

このATG12ウサギモノクローナル抗体は、WB、IHC-P、IP、ELISAにおいてヒトおよびマウスのATG12タンパク質（15 kDa）を検出します。オートファジーおよび宿主ウイルス相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATG12ウサギmAb
備考／別名	APG12; FBR93; APG12L; HAPG12; ATG12
種	ヒト
GeneID（ヒト）	9140
GeneID	9140
免疫原	ヒトATG12（NP_004698.3）のアミノ酸1～100に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O94817
タンパク質分子量	15 kDa
輸送	保冷バッグ