


Wb、If/Icc、Elisa用抗Atg13ウサギポリクローナル抗体 - O75143

商品番号: CM0017636



前書き

ATG13 (UniProt

O75143) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのATG13と交差反応します。オートファジーおよびマイトファジー研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ATG13ウサギpAb
備考/別名	KIAA0652; PARATARG8; ATG13
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9776
遺伝子ID	9776
免疫原	ヒトATG13のアミノ酸281～480に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001136145.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75143
タンパク質分子量	57 kDa
輸送	保冷剤