

## 抗Atg14ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用）- Q6Zne5

商品番号: CM0028676



### 前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのヒトATG14ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。55

kDaのBeclin1関連オートファジー制御因子を検出し、オートファジー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | ATG14 ウサギpAb                                          |
| 備考/別名       | ATG14L; BARKOR; KIAA0831; ATG14                       |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 22863                                                 |
| GeneID      | 22863                                                 |
| 免疫原         | ヒトATG14の340-440アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_055739.2) |
| ソース         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                             |
| アプリケーション    | WB, IF/ICC, ELISA                                     |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS       | Q6ZNE5                                                |
| タンパク質重量     | 55kDa                                                 |
| 配送          | アイスパック                                                |