

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Atg16L1 ポリクローナル抗体 - Q676U5

商品番号: CM0013560



前書き

オートファジーのキー因子であるATG16L1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。オートファジーおよび自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATG16L1 ウサギ pAb
備考/別名	IBD10; WDR30; APG16L; ATG16A; ATG16L; ATG16L1
種	ヒト
GeneID	55054
免疫原	ヒトATG16L1 (NP_110430.5) のアミノ酸200-300内の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q676U5
タンパク質分子量	68kDa
発送	保冷バッグ