

## Anti-Atg16L1 ポリクローナル抗体 - Q676U5

商品番号: CM0021794



## 前書き

ヒトATG16L1 (SWISS: Q676U5) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応します。オートファジーおよび炎症経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 製品名      | ATG16L1 Rabbit pAb                                       |
| 備考/別名    | IBD10; WDR30; APG16L; ATG16A; ATG16L; ATG16L1            |
| 種        | ヒト                                                       |
| GeneID   | 55054                                                    |
| 免疫原      | ヒトATG16L1 (NP_110430.5) のアミノ酸90-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来       | ウサギ                                                      |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                                |
| アプリケーション | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                 |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                               |
| SWISS    | Q676U5                                                   |
| タンパク質分子量 | 68kDa                                                    |
| 配送       | 氷袋                                                       |