

Wb、Elisa用 抗Atg16L1 ウサギモノクローナル抗体 - Q676U5

商品番号: CM0009550



前書き

ヒトATG16L1を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロッティングおよびELISAアプリケーションで検証済み。ヒトおよびマウス種と反応。オートファジー研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] ATG16L1 ウサギ mAb
備考/別名	IBD10; WDR30; APG16L; ATG16A; ATG16L; ATG16L1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55054
GeneID	55054
免疫原	組換えタンパク質 ヒトATG16L1 (Q676U5) のアミノ酸6-105に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q676U5
タンパク質分子量	68 kDa
発送	保冷バッグ