

WbおよびElisa用Anti-Atg16L2ポリクローナル抗体 - Q8Naa4

商品番号: CM0014942

前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みのATG16L2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。オートファジーおよび上皮恒常性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATG16L2 Rabbit pAb
備考/別名	WDR80; ATG16B; ATG16L2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	89849
GeneID	89849
免疫原	ヒトATG16L2 (NP_203746.1) のアミノ酸1-275に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NAA4
タンパク質分子量	69kDa
配送	アイスバッグ