

抗Atg2Aポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q2Taz0

商品番号: CM0026572



前書き

ヒトATG2A (BLTP4A)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。オートファゴソーム形成および脂質滴調節における主要な脂質輸送タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATG2A ウサギpAb
備考/別名	BLTP4A; ATG2A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23130
GeneID	23130
免疫原	ヒトATG2Aのアミノ酸700-800番目付近の配列に対応する合成ペプチド (NP_055919.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q2TAZ0
タンパク質重量	213kDa
配送	アイスパック