

Wb、Elisa用 Anti-Atg2B ポリクローナル抗体 - Q96By7

商品番号: CM0027560

前書き

ヒト ATG2B

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB および ELISA

で検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。AT G2B

はオートファジーおよび脂質滴の調節に不可欠であり、本抗体は細胞代謝や疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ATG2B Rabbit pAb
備考/別名	BLTP4B; C14orf103; ATG2B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55102
GeneID	55102
免疫原	ヒト ATG2B (NP_060506.5) のアミノ酸 1360-1600 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96BY7
タンパク質分子量	233kDa
配送	アイスバッグ