

Wb、Ihc-P、Elisa対応 抗Atg3ウサギモノクローナル抗体 - Q9Nt62

商品番号: CM0002041



前書き

ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAでのヒト、マウス、ラットATG3の検出について検証済みの抗ATG3ウサギモノクローナル抗体です。高い特異性により、信頼性の高いオートファジー研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ATG3 ウサギmAb
別名	APG3; APG3L; hApg3; PC3-96; APG3-LIKE
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	64422
免疫原	ヒトApg3(Atg3) (Q9NT62) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NT62
タンパク質分子量	40kDa
発送方法	保冷剤