


抗Atg3 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nt62

商品番号: CM0029201



前書き

ヒトATG3に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性があり、オートファジー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATG3 ウサギ pAb
備考/別名	APG3; APG3L; hApg3; PC3-96; APG3-LIKE; ATG3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64422
GeneID	64422
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NT62
タンパク質分子量	36kDa
配送	保冷バッグ