

Wb、Elisa用 抗Atg4A ポリクローナル抗体 - Q8Wyn0

商品番号: CM0023520



前書き

ヒトATG4Aに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ATG8プロセッシングに関与するオートファジーシステインプロテアーゼを標的とし、オートファジー研究に適しています。SWISS: Q8WYN0。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] ATG4A ウサギ pAb
別名	APG4A, AUTL2, HsAPG4A, ATG4A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	115201
免疫原	ヒトATG4A (NP_443168.2) の289-398番アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用実験	WB、ELISA
交差性	ヒト
SWISSアクセッション番号	Q8WYN0
予測分子量	45kDa
輸送条件	氷袋