

抗Atg4Aウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q8Wyn0

商品番号: CM0020530



前書き

ヒトシステインプロテアーゼATG4A（APG4A/AUTL2）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用に適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。組換えタンパク質（アミノ酸210-398番）を免疫原として作製されています。オートファジーおよび脱脂質研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATG4A ウサギpAb
備考/別名	APG4A; AUTL2; HsAPG4A; ATG4A
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	115201
遺伝子ID	115201
免疫原	ヒトATG4A（NP_443168.2）のアミノ酸210-398番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q8WYN0
タンパク質分子量	45kDa
輸送方法	保冷剤