


Wb、Elisa用Anti-Atg4Bポリクローナル抗体 - Q9Y4P1

商品番号: CM0028791



前書き

ヒトATG4B (APG4B, AUTL1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ATG4Bは主要なオートファジープロテアーゼです。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。オートファジー、ミトファジー、およびATG8共役経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATG4B Rabbit pAb
備考/別名	APG4B; AUTL1; HsAPG4B; ATG4B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23192
遺伝子ID	23192
免疫原	ヒトATG4B (NP_037457.3) のアミノ酸1-393に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y4P1
タンパク質分子量	44kDa
配送	アイスバッグ