


Wb、If、Elisa用 抗Atg4B ウサギモノクローナル抗体 - Q9Y4P1

商品番号: CM0004589



前書き

ヒトATG4B (Q9Y4P1)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。オートファジー、ミトファジー、ATG8プロセッシング研究に必須のツール。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATG4B ウサギmAb
備考/別名	APG4B; AUTL1; HsAPG4B; ATG4B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23192
GeneID	23192
免疫原	ヒトATG4B (Q9Y4P1) のアミノ酸200-300に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4P1
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ