

Wb、Elisa用抗Atg4Cポリクローナル抗体 - Q96Dt6

商品番号: CM0027946

前書き

ヒトATG4Cを標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ATG4Cはオートファジーに必須なシステインプロテアーゼで、ATG8タンパク質のプロセッシングを行います。オートファジー研究やIVD（体外診断）アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATG4C ウサギpAb
別名	APG4C; AUTL1; AUTL3; APG4-C; HsAPG4C; ATG4C
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	84938
遺伝子ID	84938
免疫原	ヒトATG4C（NP_116241.2）のアミノ酸1〜200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q96DT6
タンパク質分子量	52kDa
配送方法	保冷剤